



Принсипал-БМ

117218, Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.1
тел./ф.: +7(499)124-67-22

E-mail: info@principalbm.ru
www.principalbm.ru

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ANALYTICON® для определения биохимических параметров мочи



ANALYTICON Biotechnologies AG (Германия)

Наименование	Глюкоза	Аскорбиновая кислота	Кетоны	Белок	pH	Эритроциты	Нитриты	Лейкоциты	Удельный вес	Билирубин	Уробилиноген	Кат. №	Фасовка, шт	Цена, Евро	Примечания
CombiScreen Glucose	X											93101	100	4.29	
CombiScreen 3	X			X	X							93108	100	5.72	
												93108A	150	8.70	
CombiScreen GAK	X	X	X									93107	100	5.72	Поле определения аскорбиновой кислоты позволяет оценить риск развития перекрестных реакций при избыточном присутствии аскорбиновой кислоты
CombiScreen GPK	X		X	X								93105	100	5.72	
CombiScreen 5B	X		X	X	X	X						93134	100	14.45	Оптимально для первичной диагностики и мониторинга больных с симптомами урогенитального воспаления
CombiScreen 9	X	X	X	X	X	X	X			X	X	93115	100	17.15	Классические тест-полоски для первичной диагностики у практически здоровых людей
CombiScreen 9S	X		X	X	X	X	X		X	X	X	93116	100	18.58	Тест-полоски для первичной диагностики у больных с подозрением на заболевания почек и мочевого тракта
CombiScreen 10SL	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	93120	100	18.58	Классические скрининговые тест-полоски, визуальное считывание
												93120A	150	25.16	
CombiScreen 11SYS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93100	100	37.28	Скрининговые тест-полоски расширенного спектра, автоматическое считывание
												93150A	150	31.44	
CombiScan 100												A93009	1	987.53	Автоматический анализатор тест-полосок (для тест-полосок CombiScreen 11 SYS), производительность 100 тест-полосок/час
CombiScan 500												A93005	1	4 232.25	Автоматический анализатор тест-полосок (для тест-полосок CombiScreen 11 SYS), производительность 500 тест-полосок/час

Мы рады предложить Вам новые тест-полоски для мочи Combi-Screen® с защитой тестовых зон крови и глюкозы от воздействия аскорбиновой кислоты.

Определение крови и глюкозы при помощи тест-полосок для мочи во многом затруднено из-за присутствия в моче аскорбиновой кислоты. Это связано с ее воздействием на реакции окисления в тестовых зонах этих параметров, что уменьшает чувствительность анализа. Поэтому **присутствие аскорбиновой кислоты в больших концентрациях приводит к заниженным или ложно отрицательным результатам крови и глюкозы.** Следствием этого может оказаться неверный диагноз и поздно начатое лечение.

Это препятствие практически полностью **устранено на новых полосках Combi-Screen®** с защитой тестовых зон крови и глюкозы от воздействия аскорбиновой кислоты. Даже при высоких концентрациях аскорбиновой кислоты не наблюдалось ложноотрицательных результатов при определении крови и глюкозы (от концентрации 100 мг/дл).

Тест-полоски CombiScreen® с защитой тестовых зон крови и глюкозы от воздействия аскорбиновой кислоты															
Наименование	Глюкоза	Аскорбиновая кислота	Кетоны	Белок	pH	Эритроциты	Нитриты	Лейкоциты	Удельный вес	Билирубин	Уробилиноген	Кат. №	Фасовка, шт	Цена, Евро	Примечания
CombiScreen Glucose	X											94501	50	5.28	
												94101	100	6.83	
CombiScreen 3	X			X	X							94508	50	7.93	
												94108	100	8.70	
CombiScreen 5+N	X	X		X	X	X	X					94535	50	10.87	Симптомы уrogenитального воспаления
												94135	100	13.21	
CombiScreen 5+L	X			X	X	X	X	X			X	94517	50	11.49	Симптомы уrogenитального воспаления
												94117	100	12.12	
CombiScreen 7SL	X			X	X	X	X	X	X			94137	100	16.32	Тест-полоски для мониторинга больных с воспалительными заболеваниями почек и уrogenитального тракта
CombiScreen 9	X	X	X	X	X	X	X			X	X	94115	100	18.64	Классические тест-полоски для первичной диагностики у практически здоровых людей
CombiScreen 9+Leuko	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	94250	50	18.49	Подозрение на воспаление мочевого тракта
												94200	100	20.01	
CombiScreen 10SL	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	94120	100	21.12	Классические скрининговые тест-полоски, визуальное считывание
CombiScreen 11SYS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	94100	100	39.30	Скрининговые тест-полоски расширенного спектра,
												94150	150	33.55	

Поставка со склада в Москве

Цены указаны в EURO на условиях «со склада в Москве»

Цены указаны с НДС. Продукция облагается НДС 10%

Анализаторы CombiScan НДС не облагаются