



Принсипал-БМ

117218, Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.1
тел./ф.: +7(499)124-67-22

E-mail: info@principalbm.ru
www.principalbm.ru


Перевязка "Медитек "Знамя Труда"

	Кат. Номер	Размер (см.)	Упаковка	ЦЕНА с НДС 10%
КРУОПОР Гипоаллергенный пластырь на бумажной основе с повышенной воздухо- и паропроницаемостью не раздражает даже особо чувствительную кожу, обладает высокой степенью адгезии, хорошо фиксируется в областях с волосным покровом при этом легко и безболезненно удаляется не вызывая раздражений. Имеет водоотталкивающую пропитку. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - вискоза, адгезив, безвредный для кожи полиакрилат целлюлоза. Применение: для щадящей фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль на нежной коже, включая повязки на лице, глазах. Рекомендуется использовать в педиатрии, неонатологии для закрепления устройств при выводе стом.  <p>Фиксирующий пластырь на бумажной основе.</p>	806040	1.25x914	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	11.98
	806041	2.5x914	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	23.95
	806042	5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	47.91
	806043	7.5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	71.72
	806140	1.25x500	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	6.48
	806141	2.5x500	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	12.96
	806142	5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	25.79
	806143	7.5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	38.75
	КРУОПЛАСТ Прозрачная перфорированная гипоаллергенная основа позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации, обеспечивает свободный воздухообмен с поверхности кожи и водонепроницаемость. Пластырь надежно фиксируется, легко рвется в обоих направлениях и не оставляет следов на коже после удаления. Основа - пористая пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Применение: для влагостойкой фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль. Рекомендуется на нежной коже включая повязки на лице, глазах.  <p>Фиксирующий пластырь на основе перфорированного прозрачного пластика.</p>	806050	1.25x914	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка
806051		2.5x914	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	36.92
806052		5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	73.69
806053		7.5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	110.61
806150		1.25x500	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	10.15
806151		2.5x500	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	20.43
806152		5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	40.72
806153		7.5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	61.42
Круопласт - аптечные стерильные пластыри		105010	1,9x7,2(текстильный, бежевый)	20 штук в упаковке
	105012	1,9x7,2(полиэтиленовый, бежевый)	20 штук в упаковке	0.78
	105016	1,9x7,2(этиленвинилацетат, прозрачный)	20 штук в упаковке	0.78
КРУОСИЛК Гипоаллергенный, высокопрочный многофункциональный пластырь, обеспечивает надежную фиксацию, воздухо- и паропроницаем, удаляется безболезненно и без остатков. Основа - искусственный шелк, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Применение: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров. Рекомендовано пациентам с чувствительной кожей.  <p>Фиксирующий пластырь на основе искусственного шелка.</p>	806060	1.25x914	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	29.82
	806061	2.5x914	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	59.37
	806062	5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	119.02
	806063	7.5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	178.66
	806160	1.25x500	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	16.28
	806161	2.5x500	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	32.56
	806162	5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	65.25
	806163	7.5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	97.54

КРУОЦИНК

Прочный гипоаллергенный пластырь с высокой адгезивной способностью в сухих и влажных условиях. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - тканевая (хлопок), адгезив - акрилатный цинкоксид.

Применение: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов.



Фиксирующий пластырь на текстильной основе с оксидом цинка.

806070	1.25x914	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	26.36
806071	2.5x914	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	53.09
806072	5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	105.87
806073	7.5x914	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	158.82
806170	1.25x500	24рулона/упаковка,720рулонов/коробка	14.46
806171	2.5x500	12рулонов/упаковка,360рулонов/коробка	28.65
806172	5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	57.41
806173	7.5x500	6рулонов/упаковка,180рулонов/коробка	86.03

КРУОФИЛЬМ

Прозрачная вентилируемая гипоаллергенная пленка обеспечивает надежную защиту от инфекции при закрытии ран, позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая пластырь. Пластырь гипоаллергенный, проницаемый для паров и кислорода, надежно фиксируется, обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для закрытия неинфицированных ран, фиксации катетеров и канюль, покрытия повязок.



Прозрачный фиксирующий пластырь на основе полимерной пленки.

806020	5x1000	1рулон/упаковка,100рулонов/коробка	207.94
806021	10x1000	1рулон/упаковка,50рулонов/коробка	447.75
806022	15x1000	1рулон/упаковка,50рулонов/коробка	622.44
806023	20x1000	1рулон/упаковка,25рулонов/коробка	831.61

КРУПОФИКС

Особо мягкий, гипоаллергенный пластырь с высокой степенью воздухопроницаемости, легко принимает любую форму поверхности, слегка растягивается, надежно фиксируется. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для сплошной фиксации раневых, послеоперационных повязок, в особенности на подвижных частях тела, для фиксации приборов, катетеров и канюль. Рекомендуется для пациентов с чувствительной кожей.



Перфорированный фиксирующий пластырь на нетканой основе.

806010	5x1000	1рулон/упаковка,100рулонов/каробка	87.96
806011	10x1000	1рулон/упаковка,50рулонов/каробка	158.41
806012	15x1000	1рулон/упаковка,50рулонов/каробка	233.65
806013	20x1000	1рулон/упаковка,25рулонов/каробка	309.03

РОЛОФИКС

Гипоаллергенный пластырь на рану из мягкого эластичного нетканного материала, хорошо впитывающая подушечка не прилипает к ране.

Применение: для гигиенической обработки и ухода за незначительными повреждениями; для защиты от механических воздействий; для пациентов с чувствительной кожей или на особо чувствительные участки тела.



Пластырь мадизический фиксирующий с сорбционной подушечкой.

806031	4x100	1рулон/упаковка,300рулонов/каробка	24.62
806032	6x100	1рулон/упаковка,300рулонов/каробка	35.70
806033	8x100	1рулон/упаковка,300рулонов/каробка	47.47
806034	6x500	1рулон/упаковка,60рулонов/каробка	148.84

КРУПОДЕРМ

Повязка гипоаллергенна, имеет высокую степень воздухопроницаемости и обеспечивает защиту от влаги. Подушечка снабжена устраняющим запах, не прилипающим к ране впитывающим слоем, поэтому повязка безболезненно удаляется. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: Для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими

801011	6x7под-ка(3x4)	100штук/упаковка,1200штук/коробка	2.83
801013	9x10под-ка(5x6)	30штук/упаковка,720штук/коробка	5.20

повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.



КРУОТЕК

Повязка гипоаллергенна, воздухопроницаема, обеспечивает надежную защиту от бактерий и вирусов, влаги. Круотек позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку. Подушечка снабжена устраняющим запах, неприлипающим к ране, впитывающим слоем, поэтому повязка безболезненно удаляется. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: Для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.



801014	9x15под-ка(5x10)	30штук/упаковка,720штук/коробка	6.94
801015	10x20под-ка(5x15)	25штук/коробка,450штук/коробка	10.23
801016	10x25под-ка(5x20)	25штук/коробка,450штук/коробка	15.43
802012	6x7(3x4)	100штук/упаковка,1200штук/коробка	3.69
802014	9x10под-ка(5x6)	50штук/упаковка,1200штук/коробка	7.66
802015	9x15под-ка(5x10)	50штук/упаковка,1200штук/коробка	10.12
802016	10x20под-ка(5x20)	50штук/упаковка,900штук/коробка	14.91
802018	10x25под-ка(5x20)	50штук/упаковка,750штук/коробка	18.74

КРУОСОРБ

Прозрачная гипоаллергенная пленка обеспечивает надежную защиту раневой поверхности от инфекции, позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку. Повязка гипоаллергенна, воздухопроницаема, надежно фиксируется, обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для закрытия неинфицированных ран, фиксации катетеров и канюль, покрытия повязок.



811211	9x10	100штук/упаковка,2000штук/коробка	7.52
811212	9x15	100штук/упаковка,2000штук/коробка	9.85

КРУОФРЕЙМ

Прозрачная гипоаллергенная повязка Круофрейм позволяет надежно фиксировать и наблюдать за состоянием катетера. Повязка воздухопроницаема, обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Уникальная система наложения с помощью рамки обеспечивает точное размещение повязки и простоту наложения. Не оставляет следов на коже после удаления. Основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для фиксации внутривенных, периферических и центральных катетеров.



812005	6x7	100штук/упаковка,3000штук/коробка	7.27
812006	6x7(с вырезом)	100штук/упаковка,3000штук/коробка	7.27
812007	6x7(с подушечкой)	100штук/упаковка,3000штук/коробка	8.80

КРУОПЭД

Гипоаллергенная повязка выполнена из фиксирующего материала и снабжена специальной подушечкой для более надежной и комфортной фиксации. Сама повязка выполнена в виде "штанишек", что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие дополнительный порт. Повязка стерильна, воздухопроницаема, паропроницаема, что делает невозможным появление опрелостей на коже во время фиксации.


801020	12x14	25штук/упаковка,400штук/коробка	11.63
811213	6x8(прозрачная)	100штук/упаковка,3000штук/коробка	5.06



	811012	7.6x5.1(нетк-я основа)	100штук/упаковка, 2000штук/коробка	4.10
	811013	6x8(нетк-я основа)	100штук/упаковка, 2000штук/коробка	4.92
	811214	6x8(трех комп-я)	50штук/упаковка, 1000штук/коробка	6.84
Круоэд Фиксация эндотрахеальных т рубок - взрослая	811015	7x23(вспененый полиуретан)	50штук/упаковка, 1000штук/коробка	35.29
Круоэд Фиксация эндотрахеальных т рубок - детская	811016	5x16(вспененый полиуретан)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	27.91
ХОЛМОСОРБ Стерильные, не волокнистые, гипоаллергенные повязки с высокими абсорбирующими и гемостатическими свойствами. Повязка легко прикладывается и целиком снимается после абсорбции экссудата. Применение: для лечения трофических язв, пролежней и других ран с высокой и средней степенью экссудации. Повязки меняются по мере пропитывания.	810010	5x5	50штук/упаковка, 1800штук/коробка	3.42
	810014	10x10	50штук/упаковка, 1800штук/коробка	6.57
НАЗОФИКС Гипоаллергенный пластырь из текстильной ткани телесного цвета, обладает сильной клеящей способностью, особо прочный, имеет водоотталкивающую пропитку, устойчив к температурным воздействиям. Применение: для фиксации назальных катетеров.	811011	6x8	100штук/упаковка, 2000штук/коробка	3.20
	811014	7x7.1	100штук/упаковка, 2000штук/коробка	3.20
КРУОСТРИП Гипоаллергенные полоски обладают высокой воздухо- и паронепроницаемостью, не вызывают мацерацию кожи, надежно держатся, удаляются безболезненно и без остатка, индифферентны к облучению, устойчивы к температурным воздействиям. Применение: для atraumaticкого закрытия небольших ран и хирургических разрезов, а также для сопоставления краев раны и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.	815002	6x75(3полоски/шт.)	1 штука отдельно упакованна, 20штук/упаковка, 1000штук/коробка	28.18
КРУОФИН Стерильная мазевая повязка из крупноячеистой хлопковой ткани.	808011	5x10	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	8.48
КРУОФИН+ Стерильная парафиновая повязка из крупноячеистой хлопковой ткани на основе полимерной пленки. Повязка готова к применению и не требует дополнительной фиксации на коже. Полимерная основа гипоаллергенна, надежно фиксирует парафиновую повязку, проницаема для паров и кислорода, обеспечивает защиту от инфекций и позволяет следить за ходом заживления раны за счет прозрачности. Аллергия - безвредный для кожи	808012	10x11	30штук/упаковка, 720штук/коробка	16.42

раневого процесса на снимающую повязку. Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.

Применение: для лечения ожогов, трофических и диабетических язв, пролежней, ссадин, при трансплантации кожи, для фиксации кожных трансплантатов.



Стерильная малевая повязка из крупноячеистой хлопковой ткани

ХОЛМЕКС

Является механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры (S.Epidermidis, S.Aureus, E.Coli и др.) в операционную рану.

Применение: накладывается на операционное поле после обычной предоперационной подготовки. Разрез проводится непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции.



Стерильная инцизионная пленка.

808013	10x20	20штук/упаковка, 480штук/коробка	23.39
808014	10x30	15штук/упаковка, 360штук/коробка	31.05
805016	20x30	30штук/упаковка, 540штук/коробка	29.28
805020	15x20	40штук/упаковка, 720штук/коробка	17.78
805025	30x40	20штук/упаковка, 360штук/коробка	55.68
805030	40x50	20штук/упаковка, 360штук/коробка	95.21
803010	5.8x8.3 (белый)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803011	6.5x9.5 (белый)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803012	5x7.5 (белый)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803210	5.8x8.3 (цв.кожи)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803211	6.5x9.5 (цв.кожи)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803212	5x7.5 (цв.кожи)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
803412	5x7.5 (св.защитная)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	6.84
803414	5.8x8.3 (св.защитная)	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	6.84
803310	5.5x7.5	50штук/упаковка, 1200штук/коробка	5.47
801022	18x18 (под-ка D 13,5см)	25штук/упаковка, 450штук/коробка	95.76

ОФТАЛОФИКС

Гипоаллергенные глазные повязки имеют удобную форму, высокую степень воздухопроницаемости. Основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Подушечка хорошо впитывает слезу и снабжена непроницаемым слоем. Возможны варианты повязок: белого цвета, цвета кожи, а также повязки непроницающие свет.

Применение: для лечения косоглазия, амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.



Стерильная повязка на глаз.

АЙПЭД

Гипоаллергенные повязки на глаз в виде подушечки имеют удобную форму, высокую степень абсорбции и воздухопроницаемости. Состоит из нетканого материала, который оберегает кожу и хорошо впитывает слезу.

Применение: для лечения косоглазия, амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.



Стерильная повязка на глаз в виде подушечки.

СЕЙФОФИКС

Стерильная лечебная компресс-повязка с подушечкой - это инновационная разработка компании ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда". Состоит из трех компонентов: наружный слой - остоболлотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - круглая подушечка. Данная трехкомпонентная структура обеспечивает полное отсутствие контакта тела с внешней средой, препятствует проникновению воздуха, жидкости, лекарственного вещества.

Применение: для холодных, горячих, согревающих, лечебных компрессов. При ушибах, травмах, кровоизлияниях, различных воспалительных реакциях: местных воспалениях на коже, воспалениях суставов, ангине, воспалениях легких для снятия отечности, расслабления судорожного сокращения мышц, переломах костей, для лечения и стимуляции работы внутренних органов и всей сердечно-сосудистой системы.



Стерильная лечебная компресс-повязка с подушечкой.

АРТОФИКС

Стерильная лечебная компресс-повязка с ограждающей рамкой - это инновационная разработка компании ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда". Состоит из трех компонентов: наружный слой - остоблопная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, средний слой - полимерная пленка и внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка. Данная трехкомпонентная структура обеспечивает полное отсутствие контакта тела с внешней средой. Артофикс оптимально подходит для лечебных компрессов.

Применение: для лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов. При ушибах, травмах, кровоподтеках, различных воспалительных реакциях: местных воспалениях на коже, воспалении суставов, ангине, воспалении легких для снятия отечности, расслабления судорожного сокращения мышц, переломах костей, для лечения и стимуляции работы внутренних органов и всей сердечно-сосудистой системы.



801023

15x15 (рамка
размер нар.
10x10, вн-ий 9x9)

25штук/упаковка, 450штук/короб
ка

54.72

Цена дана для ознакомления. Не является публичной офертой.